


HEPA FİLTRELİ AMELİYATHANE PARTİKÜL ÖLÇÜM İSTASYONLARI

Her bir HEPA Filtre'nin altında 5'er ölçüm
yapılması önerilir (4 köşe ve bir ortadan)




HASTANE ADI :

MEKAN ADI :

İSTASYON SAYISI :

LAMİNER FLOW'LU AMELİYATHANE PARTİKÜL ÖLÇÜM İSTASYONLARI

3,2 x 3,2 m ebatlarındaki laminar flow
altında 32'şer cm'lik karolaj yapılır
ve her bir karenin ortasında ölçüm yapılır
son ölçüm ameliyat masası üzerinde yapılır



HASTANE ADI :

MEKAN ADI :

İSTASYON SAYISI :